

Tracoe Technical Equipment – REF 721 Tracoe Cuff Pressure Monitor Sensitive

Descripción del producto

Monitor de presión del balón portátil que se utiliza para aumentar y monitorizar la presión de los balones de baja presión y alto volumen de las cánulas endotraqueales y de traqueostomía. Incluye una escala fácil de leer de 0 a 120 cmH₂O.

El rango de presión normal, comprendido entre 20 y 30 cmH₂O, está marcado en verde y permite indicar la presión de forma precisa y reproducible.

Alcance del suministro

- Tracoe Cuff Pressure Monitor Sensitive 1 unidad
- Tubo de conexión de 100 cm (1 unidad)



Información general	
Línea de productos	Equipos técnicos
Fabricante legal	VBM Medizintechnik GmbH Einsteinstraße 1 72172 Sulz a.N. Alemania
País de origen	Alemania
Manejo	 
Caducidad	8 años para el Cuff Pressure Monitor 5 años para el tubo de conexión

Especificaciones de material	
 	
Especificaciones del producto	
Peso neto del Cuff Pressure Monitor	156 g
Almacenamiento	
 	

Embalaje	
Unidad de embalaje	1 unidad
Dimensiones (ancho x alto x largo)	210 x 70 x 81 mm
Peso bruto	234 g
Material del embalaje externo:	Caja de cartón


Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	I
Marcado CE	
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	N.º de reg. 8685750



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España