

Tracoe Kids Silcosoft – REF 371

Cánula de traqueostomía para niños, con extremo proximal más largo, fabricada en silicona

Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.



Alcance del suministro

- Obturador
- Correa del cuello
- Cuña de desconexión

Información general

Línea de productos	Silcosoft
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la 
Vida útil máxima	

Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	100 x 154 x 52 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Blíster de poliéster termoplástico con papel médico

Especificaciones de material

Material de la camisa/bobina de alambre	Silicona/nitinol
Material de la placa de cuello	Silicona
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



STERILE EO

Almacenamiento



Certificación


Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K172720

Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID	OD	A	C	TL	OB	BA	PL	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	g	
2.5	REF 371-2.5	2,5	4,4	9	29,0	38	40	120	63,2	149	4035324028375
3.0	REF 371-3.0	3,0	4,7	10	29,0	39	41	120	54,2	153	4035324028535
3.5	REF 371-3.5	3,5	5,4	11	29,0	40	43	120	65,2	151	4035324028528
4.0	REF 371-4.0	4,0	6,0	12	29,0	41	44	120	66,2	152	4035324028504
4.5	REF 371-4.5	4,5	6,6	13	29,0	42	45	120	67,2	155	4035324028498
5.0	REF 371-5.0	5,0	7,3	15	29,0	44	48	120	69,2	154	4035324028481
5.5	REF 371-5.5	5,5	8,4	17	29,0	46	50	120	71,2	155	4035324028474

Leyenda

- ID-IC** Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna
- OD-OC bc** Diámetro externo de la parte inferior de la camisa externa
- OD-OC bf** Diámetro externo de la camisa externa detrás de la placa
- TL** Longitud a lo largo de la línea central desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- OB** Longitud a lo largo de la curvatura externa desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- BA** Ángulo de curvatura
- CD** Diámetro del balón
- PL** Extremo proximal más largo



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España